



LA TROUSSE DE SECOURS

→ COMPOSITION RECOMMANDEE

- Solution antiseptique à base de chlorhexidine (exemple Biseptine)
- Un petit flacon de DAKIN
- Compresses stériles en sachets individuels et de plusieurs tailles (20x20 et 30x30)
- Bandes type COHEBAN (largeur 60 à 80 mm)
- Pansements auto-adhésifs prédécoupés en conditionnement individuel
- Sparadrap déchirable type MICROPORE
- Pansements hémostatiques type COALGAN pour saignement de nez
- Deux pansements compressifs à utiliser en tampon relais
- Sérum physiologique en dosettes individuelles pour rinçage oculaire
- Deux sachets en plastique type congélation

→ AUTRES MATERIELS

- Ciseaux à bouts ronds
- Une boîte de gants non stériles à usage unique
- Une pince à échardes
- Une couverture de survie

La boîte de secours doit :

- ☞ Avoir un responsable
- ☞ Etre facilement accessible
- ☞ Etre vérifiée régulièrement (péremption des produits)

→ PRECAUTIONS

- Faire afficher la liste des secouristes dans l'entreprise (Art R4224-15 du Code du Travail)
- Signaler leur nom au Médecin du Travail pour conseils vaccinaux
- Prévoir dispositions pour assurer les premiers secours (Art R4224-16 du Code du Travail)

SAMU 15 (112 depuis un portable)
POMPIERS 18